



# Silk'n®

Beautiful Technology

FaceTite™

دليل الاستخدام

تحتفظ لنفسها بحق القيام بتغييرات في منتجاتها وخصائصها من أجل تحسين الأداء والمتانة أو التصنيع. المعلومات المرزودة من Home Skinovations Ltd. هي دقيقة وصالحة في وقت نشرها. لكن Home Skinovations Ltd. لا تتحمل أي مسؤولية تجاه استخدامها. لا يمكن الحصول على ترخيص من خلال تضمينها أو تحت أي براءة اختراع أو حقوق براءة اختراع من Home Skinovations Ltd. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، لأي غرض كان، دون الحصول على إذن خطي واضح من قبل Home Skinovations Ltd.

البيانات عرضة للتغيير من دون أي إشعار.  
Home Skinovations Ltd. تملك براءات اختراع وتطبيقات براءات اختراع معقّفة، علامات تجارية، حقوق طبع، أو ملكيات فكرية أخرى تغطي الموضوع المذكور في هذا المستند. تزويد هذا المستند لا يعطيك أي ترخيص لبراءات الاختراع هذه، أو العلامات التجارية أو حقوق الطبع أو حقوق ملكية أخرى ما عدا تلك المتفق عليها خطيًا من Home Skinovations Ltd. المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20192, ISRAEL

www.silkn.co.il, contact@silkn.co.il.

## الفهرس

1. قبل أن تبدأي..... 2
- 1.1 وصف جهاز Silk'n FaceTite..... 2
- 1.2 محتويات الرزمة..... 2
2. الاستخدام المخصص لـ Silk'n FaceTite..... 3
3. السلامة مع Silk'n FaceTite..... 3
4. موانع الاستعمال..... 4
5. لا تستخدمي Silk'n FaceTite..... 5
6. ما يمكن توقعه مع Silk'n FaceTite..... 5
7. ظواهر جانبية محتملة:..... 5
8. ابدئي!..... 6
9. نظام العلاج..... 7
- 9.1 مناطق العلاج..... 8
10. صيانة Silk'n FaceTite..... 9
- 10.1 تنظيف Silk'n FaceTite..... 9
11. حل المشاكل..... 10
12. خدمة الزبائن..... 10
13. خصائص..... 11
14. العلامات..... 12

## 1. قبل أن تبدأي

قبل استخدام Silk'n FaceTite لأول مرة، يُرجى قراءة كتيب تعليمات الاستخدام بشكل كامل، ومشاهدة الفيديو التدرجي لـ Silk'n FaceTite.


أعطي اهتمامًا خاصًا للأقسام حول إجراءات استخدام الجهاز، تشغيل الجهاز، وإجراءات ما بعد الاستخدام. إننا نوصي بأن تراجعى بشكل جيد كتيب تعليمات الاستخدام هذا قبل كل مرة تستخدمين فيها Silk'n FaceTite. Silk'n FaceTite هو جهاز ذو طاقة كهربائية كبرى. لذلك، يجب أن يُستخدم بانتباه شديد من أجل الحفاظ على السلامة.

يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات الأمان قبل الاستخدام، واتباعها بدقة عند استخدام Silk'n FaceTite

احفظه بعيدًا عن الأطفال!



### 1.1 وصف جهاز Silk'n FaceTite



- ① مساحة العلاج
- ② أقطاب كهربائية
- ③ زر مركزي
- ④ مؤشرات ضوئية

Silk'n FaceTite هو جهاز علاج للوجه مضاد للشيخوخة الذي يستخدم تكنولوجيا متطورة. هذه التكنولوجيا تجمع بين ثلاث أنواع من الطاقة: الأشعة تحت الحمراء (IR) التي تؤثر على الطبقة العليا من البشرة لتحسين نسيج الجلد، علاج بالليزر بمستوى منخفض (LLLT) يصل إلى الأدمة من أجل إعادة تجديد البشرة والكولاجين، وطاقة تردد الأشعة مزوجة الأقطاب (Bi-Polar RF) التي تتغلغل عميقًا إلى الدهون داخل الأدمة لتشد النسيج وتقلل التجاعيد.

Silk'n FaceTite مزود بمساحة علاج (1) مع 3 أقطاب كهربائية (2) وزر مركزي (3) مع خمس مؤشرات ضوئية محيطة (4)

### 1.2 محتويات الرزمة

ستجدين عندما تفتحين رزمة Silk'n FaceTite الأجزاء التالية:

- جهاز Silk'n FaceTite
- زجاجة هلام زلق
- محول التيار المتردد/الثابت
- كتيب تعليمات الاستخدام هذا
- غلبة لأدوات التجميل

## 2. الاستخدام المخصص لـ Silk'n FaceTite

Silk'n FaceTite مخصص لتحسين نسيج الجلد وشدّ البشرة، ترميم الكولاجين وتقليص التجاعيد. Silk'n FaceTite ملائم للاستخدام في منطقة الخدين، الجبين، الذقن، الرقبة والمنطقة حول العينين.

يرجى الملاحظة : Silk'n FaceTite مخصص للاستعمال الذاتي أو لعلاج الآخرين.

## 3. السلامة مع Silk'n FaceTite

Silk'n FaceTite يحمي بشرتك

Silk'n FaceTite مزودة بمثبت للحرارة فريد من نوعه ومبني فيها مخصص لقياس حرارة البشرة وتثبيت مستوى الحرارة التي يصدرها الجهاز.

لمنع زيادة التسخين، مثبت حرارة فريد مدمج داخل Silk'n FaceTite يقيس درجة حرارة الجلد المُعالج أثناء العلاج. عندما يتم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارة الجلد المُعالج (٤٢ - ٤٣ درجة مئوية)، سوف يتوقف المثبت تلقائياً عن بعث الحرارة حتى تنخفض درجة حرارة الجلد بشكل كافٍ ليعاود المثبت التسخين.

ملاحظة: تأكد من أن الجهاز مضغوط بإحكام على جلدك قبل بدء العلاج!

## 4. موانع الاستعمال

معلومات هامة حول الأمان – اقرني قبل الاستعمال!

Silk'n FaceTite ليس مخصصاً للجميع. الرجاء قراءة المعلومات الظاهرة في القسم أدناه وأخذها بعين الاعتبار قبل الاستخدام. للمزيد من المعلومات والنصيحة الملائمة شخصياً، تستطيعين أيضاً زيارة الموقع [www.silkkn.com](http://www.silkkn.com) أو موقع Silk'n المحلي الخاص بك [www.silkkn.co.il](http://www.silkkn.co.il).

- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كان لديك منظم لضربات القلب أو مزيل ارتجاف داخلي للقلب أو أي جهاز كهربائي مزروع آخر في أي مكان في جسمك.»
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كان لديك جهاز مزروع دائم في المنطقة التي يتم علاجها مثل الشرائح والمسامير المعدنية أو مزروعات السيليكون أو مادة كيميائية محقونة.»
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كان لديك تاريخ حالي أو حالة سرطان أو أجزاء ما قبل سرطانية.»
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كنت قد تلقيت علاجاً إشعاعياً أو علاجاً كيميائياً خلال آخر 3 شهور.
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كنت حامل أو مرضعة.
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كان لديك تاريخ لأمراض تتحفظ بالحرارة، مثل هيربس سيمبلكس متكرر في منطقة العلاج. إذا كان الأمر كذلك يمكنك العلاج فقط بعد علاج وقائي.
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كنت تعانين من مرض في الغدد الصماء غير معالج بشكل جيد، مثل مرض السكري وحالات الغدة الدرقية.»
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كنت تعانين من الصرع
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كنت تعانين من مرض مرتبط بالحساسية الضوئية، مثل البورفيريا وبثور الضوء متعددة الأشكال والأرتيكاريا الشمسية والذئبة، الخ.
- إذا كانت لديك أي حالة أخرى من شأنها أن تجعل علاجك غير آمن، وفق رأي طبيبك.
- إذا كان يتم علاج بشرتك بدواء يصغه الطبيب في غضون الأشهر الـ 6 الماضية، يرجى استشارة طبيبك المعالج.
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كنت تعانين من أي حالة نشطة في منطقة العلاج، مثل القرحة والصدفية والإكزيما والطفح الجلدي.»
- لا تستخدمي Silk'n FaceTite إذا كانت قد أجريت لك أي جراحة في المنطقة التي يتم علاجها في غضون 3 شهور قبل العلاج.»

## 5. لا تستخدمى Silk'n FaceTite

المرفقات أو الملحقات لا توصى بها Home Skinovations Ltd.

- به سلك أو قابس تالف.
- ترين أو تشمين دخائناً عند استعماله.
- إنه لا يعمل بشكل سليم أو أنه يظهر بأنه تالف.
- الحساس الحراري مشقق أو مكسور.
- الغلاف الخارجي مشقق أو أخذ بالتفكك.
- خلال الاستحمام أو إذا أصبح مبللاً أو رطباً. قومي بإخراجه من الكهرباء على الفور إذا سقط في الماء.

تحذير: إحتفظى بـ Silk'n FaceTite بعيداً عن المياه! لا تضعى أو تخزنى Silk'n FaceTite في مكان يمكنه أن يسقط أو أن يُدْفَع منه أو يوضع في حوض الاستحمام، المغسلة أو أي وعاء آخر يحتوي على الماء.

## 6. ما يمكن توقعه مع Silk'n FaceTite

بالنسبة للعديد من المستخدمين استخدام Silk'n FaceTite قد تكون أول تجربة مع التقنيات القائمة على الحرارة المخصصة للاستخدام المنزلي .

وفيما يلي ظواهر طبيعية التي يمكن أن يشعر بها مستخدم الجهاز أثناء العلاج:

دفاء - خلال فترة العلاج مع Silk'n FaceTite، قد تشعر بحمى طفيفة. وذلك بسبب استخدام

طاقة RF ثنائية القطبية. وهذا أمر طبيعي ويجب أن يزول حتى ساعة بعد تلقي العلاج.

احمرار و / أو تورم قليلا - بعد كل جهاز العلاج Silk'n FaceTite قد تلاحظ احمرار جلد لطيف أو تورم خفيف في المنطقة

المعالجة. وهذا أمر طبيعي ويجب أن تهدأ في غضون بضع ساعات حتى يوم واحد.

## 7. ظواهر جانبية محتملة:

احمرار و ١ أو تورم غير طبيعي: ظواهر نادرة نتيجة العلاج التي في اغلب الحالات تختفي خلال ايام معدوده. عندما تظهر هذه العلامات يجب تبريد منطقة العلاج بالماء البارد لمدة 10 دقائق، ودهن مرهم ضد الحروق على منطقة العلاج.

\* أشخاص الذين لديهم كوفروز أو روزاكيه، يرجى استشارة طبيب امراض جلدية قبل الاستعمال.

\* يرجى استشارة الطبيب في حالة شعور بالآلم، احمرار البشرة، تورم أو احساس بالحرقان.

## 8. ابدئي!

١. قومي بإخراج جهاز Silk'n FaceTite والمكونات الأخرى من الصندوق.
٢. قومي بتوصيل سلك محول التيار المتردد/الثابت في مقيس Silk'n FaceTite
٣. قومي بتوصيل محول التيار المتردد/الثابت في المخرج الكهربائي. جميع المؤشرات الضوئية الخمسة سوف تضئ وتطفئ الواحد تلو الآخر بشكل متكرر.
٤. الجهاز الآن في وضع الاستعداد وجاهز للبدء.
٥. اضغطي على الزر المركزي. يبدأ الجهاز العمل على مستوى الطاقة ١ بشكل أوتوماتيكي. ضوء مؤشر واحد سوف يضيء.

- يقدم Silk'n FaceTite مستويات خمس من الطاقة ممثلة في ٥ أضواء مؤشرات مستويات طاقة.
  - مستوى الطاقة المختار يحدد قوة طاقة Silk'n FaceTite التي تُرسل لجلدك.
  - من أجل تحديد مستوى الطاقة، اضغطي على الزر المركزي بشكل متكرر من أجل التنقل بين مستويات الطاقة من ١ إلى ٥ ومن ثم العودة إلى المستوى ١ بشكل مباشر.
  - عند إعداد مستوى الطاقة المرغوب فيها، فإن أضواء مؤشر مستوى الطاقة سوف تشير إلى المستوى الذي تم اختياره.
  - من أجل وضع Silk'n FaceTite في وضع الاستعداد، اضغطي على الزر المركزي مطوِّلاً. ستبدأ الأضواء الخمسة جميعها بالإضاءة والإطفاء بشكل مستمر.
  - إذا كنت ترغبين في تغيير مستويات الطاقة في منتصف العلاج، فاضغطي الزر مرة أخرى. هذا سوف يغير مستوى الطاقة في الحال ويسمح لك بعلاج نفس المنطقة أو مناطق أخرى بأنظمة مختلفة وفقاً لاحتياجاتك
٦. بعد تحديد مستوى الطاقة للعلاج، امرحي طبقة رقيقة من Silk'n Slider Gel على المنطقة التي تنوين علاجها.

يرجى ملاحظة: Slider Gel (أو أي جيل شفاف آخر يتركز على المياه) يسهّل سهولة الحركة على مساحة العلاج على البشرة ويسمح بالتنقل بسهولة. لضمان سلامة وراحة العلاج، ابدئي دائماً بوضع Slider Gel!


٧. اضغطي على الجهاز في منطقة البشرة المرغوبة. ستشعرين بإحساس خفيف من الدفع أنقلي الجهاز بحركات مستقيمة لطيفة تشبه التدليك على المنطقة التي ترغبين بعلاجها. تقدمي ببطء وبعناية.

يرجى ملاحظة: كي يعمل الجهاز بالشكل الملائم، يجب أن يكون ملتصقًا بالجلد بشكل جيد!

٨. بعد العلاج على الفور، قومي بوضع كريم أو قناع على الوجه.

## ٩. نظام العلاج

### العلاج الأول




- جدي مستوى الطاقة الملائم لكل منطقة في الوجه:
- إبدئي بمستوى الطاقة ١ لعدة دقائق (راجعى تعليمات العلاج أدناه)
- زيدي مستوى الطاقة تدريجيًا لعدة دقائق في كل مستوى
- توقفي عند أعلى مستوى طاقة تشعرين فيه بالراحة
- تنصك بالوصول أعلى مستوى طاقة ممكن للحصول على أفضل نتيجة سريعة.

المزيد من العلاجات:

- شغلي وحددي أكبر مستوى طاقة مريح لك
- ضعي طبقة خفيفة من الجيل على منطقة الوجه التي ترغبين بمعالجتها
- تكرار العلاج مرتين في الأسبوع لمدة ١٠ أسابيع
- للحصول على أفضل النتائج - يجب علاج كل منطقة علاج لمدة ١٥ دقيقة على الأقل في كل مرة. للحفاظ على النتائج، يتوجب العلاج مرة كل أسبوعين.



## 9.1. مناطق العلاج



## 10. صيانة Silk'n FaceTite

احفظي دائماً Silk'n FaceTite في علبة أدوات التجميل المرفقة معه. خزّني Silk'n FaceTite ومحوّل الطاقة في مكان بارد وجاف، بعيداً عن متناول الأطفال.

### 10.1. تنظيف Silk'n FaceTite

- قومي بفصل Silk'n FaceTite عن الكهرياء قبل التنظيف. بعد كل جلسة علاج، من الضروري تنظيف جهاز Silk'n FaceTite، وخاصة سطح العلاج.
- استخدمي منديل مجفف (مثل مناديل الحمام أو مناديل تجفيف اليدين) لمسح بقايا الجل برفق من على سطح العلاج.
- لا تغمري أبداً Silk'n FaceTite أو أي من أجزائه في الماء!

عندما يصل Silk'n FaceTite إلى آخر مراحل حياته، يجب التخلص من الجهاز بالشكل الملائم. أحضري الجهاز القديم إلى أقرب نقطة جمع للمواد الالكترونية المتضررة من أجل التخلص منها بطريقة آمنة وناجعة.



## 11. حل المشاكل

«جهاز Silk'n FaceTite لا يبدأ التشغيل.

- تأكدي من أن محول الطاقة موصل بشكل صحيح بجهاز Silk'n FaceTite.
- تأكدي من أن محول الطاقة موصل بمخرج الكهرباء على الحائط.
- **«الطاقة الحرارية لا تتبعث ولا أشعر بأي حرارة من الجهاز حتى وإن ضغطت على زر اختيار نظام العلاج»**
- الحرارة لن تتبعث إذا كان سطح العلاج غير ملامس لجلدك. هذه خاصية امان. تأكدي من أن الجهاز مضغوط بإحكام على جلدك قبل بدء العلاج.
- لن تصدر الحرارة من مساحة العلاج إذا لم يتم استخدام Slider Gel، أو أن يكون Slider المستخدم مُسبقاً قد جف. استخدم Slider Gel على المنطقة التي تتوين معالجتها مباشرة قبل العلاج.

لا تحاولي فتح أو تصليح جهاز Silk'n FaceTite. فقط موظفو Silk'n المصرح لهم يمكنهم القيام بالإصلاحات. من الممكن أيضاً أن تلحق محاولة فتح Silk'n FaceTite الضرر بالجهاز وأن تؤدي إلى إبطال الضمان. يرجى الاتصال بخدمة عملاء Silk'n إذا كان لديك جهاز مكسوراً أو تالفاً يحتاج إلى إصلاح.

## 12. خدمة الزبائن




- لمزيد من المعلومات حول المنتجات Silk'n، يرجى زيارة موقعنا / موقع [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il).  
إذا ما تم كسر الجهاز الخاص بك، أو تضرر أو في حاجة إلى إصلاح، أو أي مساعدات أخرى يمكن للمستخدم:  
الاتصال بخدمة العملاء عن طريق  
- الموقع الإلكتروني: [www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il)  
- البريد الإلكتروني: [contact@silkn.co.il](mailto:contact@silkn.co.il)  
- الهاتف: 309-700-700-1.


ممثلي خدمة العملاء لدينا سوف يُسرّون لمساعدتك!

## 13. خصائص

التقنية	RT
ضوء أحمر بطول موجي	$620\text{nm} \pm 20\text{nm}$ ;
أشعة تحت حمراء بطول موجي	$850\text{nm} \pm 20\text{nm}$ ;
تردد راديو	$1 \text{ MHz} \pm 3\%$ ; $12\text{W max}$
التشغيل والأمان	مثبت الحرارة يمنع التسخين الزائد للجلد
حجم الرزمة	$16,6 \text{ سم} \times 45,5 \text{ سم} \times 30,2 \text{ سم}$
وزن الجهاز	125 غرام
درجة الحرارة	التشغيل
	10 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية
الرطوبة النسبية	التخزين
	- 40 إلى +70 درجة مئوية
الضغط الجوي	التشغيل
	30 إلى 75% رطوبة نسبية
المحول	التشغيل
	10 إلى 90% رطوبة نسبية
التصنيف	التشغيل
	700 إلى 1060 هكتوباسكال
المخرج	التشغيل
	500 إلى 1060 هكتوباسكال
المحول	نموذج: KSA24A1200150HE
التصنيف	100V-240V; 50Hz-60Hz; 0,5A
المخرج	12Vdc; 1,5A

## 14. العلامات

معدات من الدرجة الثانية   
WEEE - نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية   
علامة سي اي 

لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة رطبة.   
حماية دخول الماء: عادي

هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام في وجود خليط مخدر قابل للاشتعال مع الهواء أو الأكسجين أو أكسيد النيتروز.





HomeSkinovations™

[contact@silkn.co.il](mailto:contact@silkn.co.il)

[www.silkn.co.il](http://www.silkn.co.il)