

Silk'n®

Beautiful Technology


Tightra

H2401

تعليمات الاستخدام AR



Silk'n Tightra



2	التحذيرات	1
4	موانع الاستعمال	2
7	خصائص السلامة	3
7	تعرفي على جهازك	4
7	وصف الجهاز	4.1
8	الاستعمال المخصص	4.2
8	محتويات العبوة	4.3
8	أجزاء الجهاز	4.4
9	لوحة التحكم في الجهاز	4.5
10	إيقاف تشغيل الجهاز	4.6
10	وضعيّات العلاج	4.7
11	مستويات الطاقة	4.8
11	شحن الجهاز	4.9
11	العلاجات	5
11	خطّة العلاج	5.1
12	ماذا تتوقّعين من الجهاز	5.2
13	آثار جانبية محتملة	5.3
14	ابدأ!	6
14	قبل العلاج	6.1
15	العلاج بالوضعية الداخلية	6.2
16	العلاج بالوضعية الخارجيّة	6.3
18	بعد العلاج	6.4
18	التنظيف، الصيانة والتّخزين	7
19	حلّ المشاكل	8
20	خدمة الزبائن	9
20	المواد الاستهلاكيّة	10
20	الضمان	11
21	التخلّص من الجهاز	12
21	التغليف	12.1
21	إزالة البطارية	12.2
22	الجهاز	12.3
22	الخصائص	13
24	العلامات والإشارات	14
25	التوسيم	15
25	منحنيات طاقة المخرج	16
26	النتائج التقنيّة للتوافق الإلكترومغناطيسي EMC	17
27	إشعار قانوني	18



قبل الاستعمال الأول، الرجاء قراءة هذا الدليل للمستخدم بأكمله، والاحتفاظ به لاستعمال لاحق في المستقبل. نوصيك بأن تجدد معرفتك بالتعليمات قبل كل علاج.

- حافظي دومًا علي جفاف الجهاز، كابل الـ USB والمهائئ (المحوّل).
- لا تستعملي الجهاز أثناء الاستحمام أو الاغتسال.
- تأكّدي دومًا من جفاف يديك قبل وصل الجهاز بنقطة تزويد الكهرباء.
- لا تستعملي المحوّل أبدًا إذا كان الكابل أو القابس متضررين، أو لم يعمل بصورة صحيحة، أو تمّ غمره بالماء. إذا حدث ذلك، فافصلي المحوّل فورًا قبل أن تلمسيه. الفشل في فصل المحوّل قد يتسبّب بصعقة كهربائية!
- لا تشغلي الجهاز في بيئات يوجد فيها خطر الانفجار. احتفظي بالجهاز وبكل أجزائه بعيدا عن اللهب المكشوف والمسطحات الساخنة.
- اجعلي المحوّل في متناول اليد دائمًا، بحيث يمكن إزالته بسهولة من نقطة تزويد الكهرباء في حالة الطوارئ.
- بعد الشحن، افصلي الجهاز عن نقطة تزويد الكهرباء.

● لا تسحبي المحوّل أبداً من المقبس بواسطة الكابل. قومي بإزالة المحوّل دوماً عن طريق الإمساك به.

● ضعي كابل المحوّل بحيث لا يعرّض لخطر التعثر.

● لا تستعملي الأجزاء والإكسسوارات التي لم يتمّ تزويدها من قبل الجهة المصنعة كما هي معرفة في دليل المستخدم، أو إذا كان الجهاز متضرراً أو يبدو بأنه لا يعمل كما ينبغي. في حالات كهذه، اتصلي بخدمة الزبائن.

● تأكدي من عدم وجود مسطحات خشنة، حواف حادة، أو نتوءات بارزة عن غير قصد، لأنها قد تسبب الأذى، قبل كل استعمال.

● لا تحاول أن تعدّل، تفتح أو تصلح الجهاز. قد تعرّضين نفسك إلى مكّونات كهربائية خطيرة وتسببين أذى شديداً لنفسك. ذلك سيُبطّل أيضاً الضمان.

● لا يجوز للأولاد اللعب بالجهاز. لا يجوز إجراء التنظيف والصيانة من قبل الأولاد.

● لا يجوز للأولاد اللعب بالغلّاف. قد يتسبّبون لأنفسهم بالإصابة من مادة الغلّاف، أو يبتلعون الأجزاء الصغيرة ويتسبّبون بالاختناق.

● لقد تمّ تصميم هذه الوحدة واختيارها لتتماشي مع المعايير الإلكترو مغناطيسية، الكهربائية الساكنة، ومعايير تداخل تردّد الراديو. مع ذلك، لا يزال هنالك احتمال لوجود تداخل إلكترو مغناطيسيّ أو تداخل آخر. قد يساعد تغيير موقع الجهاز على التخلص من التداخل.

- إذا وصل جهازك إلى مرحلة نهاية عمر الخدمة، فيجب أخذه مع جميع أجزائه إلى نقطة تدوير مخصصة للأجهزة الكهربائية. راجع القسم 12. التخلص من الجهاز.

2. موانع الاستعمال

هذا الجهاز بجميع أجزائه ملائم للنساء اللواتي سنّهن 18 عامًا فما فوق ويرغبن بتحسين الشدّ والإحكام لأعضاء قاع الحوض، تقليل سلس البول الناتج عن الضغط، أو تخفيف الأعراض المهبليّة.

لا يجوز استعمال الجهاز من قبل الأشخاص التاليين: الأولاد ، النساء المتحوّلات جنسيًا ، البالغين ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو النفسية المحدودة، أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة في كيفية استعمال الجهاز بطريقة آمنة، أو أولئك الذين لا يفهمون المخاطر التي تنطوي على الاستعمال.

⚠ لا تستعملي إذا:

- كنتِ حاملاً أو مرضعاً.
- خضعت لعملية جراحية في المنطقة المهبليّة أو منطقة الحوض خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، أو قبل الشفاء التام.
- كان لديك غرسة/جهاز كهربائي نشط في أي منطقة في الجسم، أو ناظمة قلبية أو مزيل رجفان داخلي.
- كان لديك غرسة معدنيّة، يشمل اللولب الرحمي المعدني (IUD)، في موضع العلاج.
- تزامن العلاج مع حالات خطيرة مثل الأمراض القلبية، الاضطرابات الحسيّة، الصرع، فرط ضغط الدم غير القابل للضبط، الأمراض الكبدية أو الكلوية.
- كان لديك ماضٍ من سرطان الجلد وسرطان الأعضاء التناسلية، أو أي نوع آخر من الأُسْرطان في الوقت الحالي، أو شامات محتملة الخباثة.

- كان هناك خلل في وظيفة جهاز مناعتك نتيجةً لأمراض مثبطة لجهاز المناعة مثل الإيدز والـ HIV، أو بسبب أدوية مثبطة لجهاز المناعة.
- كنت تعانيين من اضطرابات في الغدد الصماء تصعب السيطرة عليها، مثل السكري، أو اختلال وظيفة الغدة الدرقية والتذكير (الترجيل) الهورموني.
- كانت لديك أي حالة نشطة في موضع العلاج، مثل القروح، الصدفية، الإيكزيما، الطفح الجلدي، الانهناكات (التمزقات) المفتوحة، الكشوط أو الآفات.
- تلقيت علاجًا بالضوء، الليزر، تردد الراديو (RF)، أو بأي أجهزة أخرى في موضع العلاج لعمليات غير استئصالية، أو لعمليات تجديد السطح الاستئصالية بواسطة الليزر المجزأ (بحسب خطورة العلاج) خلال 3 أشهر قبل العلاج.
- استعملت إيزوتريتينوين (Accutane®) خلال 6 أشهر قبل العلاج.
- كنت تعانيين من مرض يُنقل جنسيًا.
- كنت تعانيين في الوقت الحالي من تلوّث المسالك البولية، تلوّث الحوض أو المسالك الحوضية.
- خضعت لعلاج بالإشعاع أو لعلاجات كيميائية خلال الأشهر الـ 3 الماضية.
- كنت غير قادرة على استشعار الحرارة بصورة صحيحة بسبب مرض ما، أو بسبب أمر آخر متعلق بالصحة.
- كنت خلال فترة الطمث.
- كانت لديك أيّة حالة أخرى تجعل استعمال الجهاز غير آمن لك، بحسب رأي طبيبك.

استشر طبيبك قبل الاستعمال إذا:



- تلقيت نتيجة غير سوّية لفحص مسحة عنق الرحم أو فحص الحوض خلال السنّتين الماضيتين.
- كان لديك ماضٍ من الأمراض المفعلّة بواسطة الحرارة، مثل الهربس البسيط المتكرّر في المنطقة المعالّجة.
- خضعت لجراحة مهبلية، أو إذا تمّ إعلامك بأن لديك تدلّ (هبوط) مهبلي.
- كان لديك ماضٍ من أمراض الجلد، الجُدرة، الاختلال في شفاء الجروح، وكذلك إذا كان جلدك جافاً جدّاً وهشّاً.
- كان لديك ماضٍ من الاعتلالات الخثريّة النزيفيّة، أو من استعمال مضادات التخثر باستثناء الأسبيرين المنخفض الجرعة.
- كان لديك شبكة مزروعة.
- كان لديك لولبٍ رحمي (IUD) غير معدنيّ.
- استعملت خلال الأسبوعين الأخيرين أدوية، أعشاباً، إضافات غذائية وقيتامينات تؤثر على عملية الشفاء.
- كان لديك تدلّ رحمي، قيلة مثانيّة أو قيلة مستقيميّة.
- تلقيت أدوية من طبيبك لعلاج حالة جلدية ما خلال الأشهر الـ 6 الماضية.
- كان لديك أورام عضليّة في الرحم (ميوما)، سلائل رحميّة أو في بطانة الرحم، أو أيّ حالة غير طبيعيّة أخرى في الرحم أو في عنق الرحم.

3. خصائص السلامة

مع Silk'n السلامة في الصدارة. يمتلك الجهاز خصائص السلامة الآتية:

- **مثبت الحرارة:** لمنع التسخين المفرط، تحتوي كل واحدة من الإلكتروودات الـ 16 (#6)، (#7) على مثبت حرارة مدمج. عند تحري ارتفاع في درجة حرارة الجلد المعالج، فإن المثبت يوقف عملية بث طاقة RF بشكل تلقائي، حتى تنخفض درجة حرارة الجلد بما فيه الكفاية لاستئناف التسخين.
- **مستشعر اللمس:** يضمن مستشعر اللمس بأن تمرّ طاقة الـ RF عبر (#6) الإلكتروودات (#7) فقط عندما تكون (#6) الإلكتروودات (#7) بملامسة جيدة مع الجلد.
- **مستشعر الحركة:** عند استعمال الجهاز بالوضعيّة الخارجيّة، فإنّ الجهاز سيبت طاقة RF فقط عندما يتحرّك على متن الجلد.

4. تعرّف على جهازك

4.1 وصف الجهاز

يستعمل الجهاز طاقة تردّد الراديو RF الثنائيّة الاستقطاب التي تتدقّق بين الإلكتروودات (#6)، (#7). تعمل طاقة RF الثنائيّة الاستقطاب على تحفيز تكوين وإعادة بناء ألياف الكولاجين والإيلاستين المهبليّة.

يمتلك الجهاز أضواء LED للتأشير على مستويات الطاقة ووضعيات العلاج المختلفة. يمتلك الجهاز بطارية قابلة لتكرار الشحن، يتمّ شحنها بواسطة كابل USB (#9) من النوع C.

راجع الرسم التوضيحيّ في الصفحة (i) في مقدّمة هذا الدليل لرؤية موقع كلّ واحد من معالم الجهاز.

4.2 الاستعمال المخصّص

هذا الجهاز الكهربائيّ مخصّص لتحسين الشدّ والإحكام لأعضاء قاع الجوز، لتقليل سلس البول الناتج عن الضغط، أو تخفيف الأعراض المهبليّة، ولتحسين الأداء الجنسيّ.

الجهاز مخصّص للاستعمال الذاتيّ فقط، وهو غير ملائم للاستعمال التجاريّ أو العلاجيّ. لا يجوز الاستعمال لأيّ غرض يختلف عما ذُكر في هذا الدليل.

4.3 محتويات العبوة


- الجهاز
- كابل USB ومحوّل
- حقيبة للتخزين
- دليل المستخدم
- بطاقة ضمان
- حقيبة للتخزين
- Silk'n Intimate Gel

4.4 أجزاء الجهاز

- الإلكتروادات -
- الوضعية الداخليّة (#6)
- الإلكتروادات - (#7)
- الوضعية الخارجية
- غطاء واقٍ (#8)
- كابل USB
- من النوع C (#9)
- محوّل USB (#10)
- فتحة USB يو إس بي (#1)
- ضوء مؤشر للبطارية (#2)
- زرّ التحكم (#3)
- ضوء مؤشر دالّ على
- وضعية العلاج (#4)
- أضواء مؤشرة تدلّ على
- مستوى الطاقة (#5)

4.5 لوحة التحكم في الجهاز

الوصف	الفعاليّة	التحكّم
الجهاز نشط - الوضعيّة الداخليّة، مستوى الطاقة 1 (منخفض)؛ الضوء المؤشر الدالّ على وضعيّة العلاج (#4) منطفئ (ليس هناك ضوء) بعد تشغيل الجهاز، ضغطة مطوّلة ستوقف تشغيل الجهاز؛ ارتجاج 1	ضغطة مطوّلة	زرّ التحكّم (#3)
الوضعيّة الداخليّة - مستوى الطاقة 2 (متوسط)	الضغط بخفة 1x	
الوضعيّة الداخليّة - مستوى الطاقة 3 (مرتفع)	ضغطة خفيفة 2X	
الوضعيّة الخارجيّة - مستوى الطاقة 1 (منخفض)؛ الضوء المؤشر الدالّ على وضعيّة العلاج (#4) مشتعّل (أبيض ثابت)	ضغطة خفيفة 3X	
الوضعيّة الخارجيّة - مستوى الطاقة 2 (متوسط)	ضغطة خفيفة 4X	
الوضعيّة الخارجيّة - مستوى الطاقة 3 (مرتفع)	ضغطة خفيفة 5X	

الوضعيّة الداخليّة	منطفئ: ليس هناك ضوء	ضوء مؤشر دالّ على وضعيّة العلاج (#4)
الوضعيّة الخارجيّة	مشتعّل: أبيض ثابت	
هناك خطأ فئّي. يومض الضوء ويتبادل الوميض مع الأضواء المؤشرة الدالة على مستويات الطاقة (#5)	مشتعّل: ومضات بيضاء	

الوصف	الفعاليّة	التحكّم
ضوء 1 - مستوى الطاقة 1 (منخفض) ضوءان 2 - مستوى الطاقة 2 (متوسط) 3 أضواء - مستوى الطاقة 3 (مرتفع)	أخضر (ثابت)	أضواء مؤشّرة تدلّ على مستوى الطاقة (#5)
هناك خطأ فئّي. يومض الضوء ويتبادل الوميض مع الضوء المؤشر الدال على وضعيّة العلاج (#4)	أخضر (يومض)	

الوصف	الفعاليّة	التحكّم
شحن الجهاز تمّ شحن الجهاز شحن البطارية منخفض البطارية غير مشحونة، وضعيّة العلاج غير نشطة	أخضر (يومض) أخضر (ثابت) برتقالي (يومض) برتقالي (ثابت)	ضوء مؤشر للبطارية (#2) 

4.6 إيقاف تشغيل الجهاز

يتوقف الجهاز عن التشغيل في واحد من 3 حالات:

- قد أتممت جلسة علاجية مدتها 20 دقيقة.
 - لم يكن الجهاز بملامسة محكمة مع الجلد لأكثر من دقيقتين.
 - شحن البطارية منخفض جداً.
- i** يكون هناك ارتجاج واحد عندما يتوقف الجهاز عن التشغيل.

4.7 وضعيات العلاج


يمتلك الجهاز وضعيتي تشغيل: داخلية وخارجية.

- **الوضعيّة الداخليّة:** استعملي هذه الوضعيّة لشدّ النسيج المهبلّي والعضلات المهبلية في قاع الحوض لرفع التوتر العضلي وتخفيف السلس.
- **الوضعيّة الخارجيّة:** استعملي هذه الوضعيّة لشدّ النسيج الجلدي الفرجي الخارجي من أجل تحسين المظهر المهبلّي.
- **لتغيير وضعيات العلاج:** أوقفي تشغيل الجهاز ثمّ شغّليه مرة أخرى. للحصول على الوضعيّة التي ترغبين بها، انظري الخطوة 2 في الفصول 6.2 العلاج بالوضعيّة الداخليّة أو 6.3 العلاج بالوضعيّة الخارجيّة.

4.8 مستويات الطاقة

- لكل وضعيّة علاجية 3 مستويات من الطاقة: مستوى 1 (منخفض)، مستوى 2 (متوسط)، مستوى 3 (مرتفع). بشكل عام، كلما كان مستوى الطاقة أعلى كانت النتائج أفضل.
- تبدأ كل وضعيّة علاج من مستوى الطاقة 1.
- لتغيير مستوى الطاقة: تنقل بين مستويات الطاقة بضغط خفيفة على زرّ التحكم (#3) حتى تصل إلى مستوى الطاقة الذي ترغب به.

4.9 شحن الجهاز



اشدني الجهاز دائماً قبل الاستعمال الأول. قد يستغرق الشحن الأولي ما يقارب 6 ساعات.

- أدخل كابل الـ USB (#9) في الجهاز. أدخل الطرف الآخر للكابل في محوّل الـ USB (#10) وصلبه بنقطة تزويد الكهرباء. ستضيء الأضواء المؤشرة للبطارية ولوضعية العلاج (#4).
- (#2) وتنطفئ، ثم سيومض الضوء المؤشر للبطارية باللون الأخضر (#2).
- اشدني الجهاز مرة أخرى بشكل تام بعد كل جلسة علاجية مدتها 20 دقيقة، وافحصي مستوى الشحن في البطارية قبل البدء بعلاج جديد.

5. العلاجات

5.1 خطة العلاج



- يستمر كل علاج داخلي أو خارجي لمدة 20 دقيقة.
- استعملي الجهاز بوضعيّة واحدة أو بكلتا الوضعيّتين 2 أو 3 مرات في الأسبوع لمدة 4 أسابيع.

- بعد ذلك، قلّلي من الاستعمال تدريجيًا إلى مرة واحدة في الأسبوع، ثم إلى مرة واحدة كل أسبوعين أو على فترات أكثر تباعدًا، بما يوافق احتياجاتك الخاصة.

5.2 ماذا تتوقّعين من الجهاز

أثناء الجلسة العلاجية من الطبيعي أن تجرّبي وتشعري بـ :

- شعور بالحرارة: خلال العلاج الداخلي وكذلك الخارجي.
- بعض الاحمرار أو الانتفاخ الخفيف في الجلد: قد يحدث ذلك حول المهبل في أعقاب العلاج الخارجي. لا يجدر بردود الفعل هذه أن تدوم أكثر من 24 ساعة.

i إذا شعرت بردود الفعل هذه، فإننا نوصيك بدهن جل الألوفيرا على الجلد المصاب.

- ارتجاج قصير: أثناء العلاج، ستشعرين بارتجاج كل بضعة دقائق. هذا أمر طبيعي، ويدل على أن الجهاز نشط.

- ازدياد مؤقت في سلس البول: عند استعمال الوضعية الداخلية، قد تشعر بعض المستعملات بالحاجة إلى التبول بشكل أكثر تكرارًا. لا داعي للقلق، سيزول ذلك خلال بضعة أيام. ستبدأ أعراض سلس البول بالاندسار، وستشاهدين تحسّنًا نتيجة للعلاجات.

⚠ توقّفي فورًا عن الاستعمال إذا رأيت احمرارًا تامًا للجلد، تكوّن للحويصلات أو الحروق.

⚠ توقّفي فورًا عن الاستعمال إذا شعرت بأي ألم، أو إذا صار الجلد أو الجهاز ساخنين أكثر من اللازم.

5.3 آثار جانبية محتملة

عندما يتم استعمال وفقاً للإرشادات، فإنّ التأثيرات الجانبية والمضاعفات المرتبطة باستعماله غير شائعة. نورد أدناه بعض التوصيات في حالة نشوء أي من الأعراض الجانبية المحتملة.

<p>التوصيات:</p> <p>استعملي مستوى طاقة منخفض وانتظري حتى زوال الانزعاج قبل العلاج القادم.</p>	<p>انزعاج خفيف (الوضعية الداخلية/ الخارجية)</p> <p>قد تشعر بعض المستعملات بانزعاج خفيف أثناء الاستعمال. أفضل وصف لذلك هو شعور خفيف باللسع في الجلد حول المهبل. قد يستمرّ الشعور باللسع خلال العلاج أو بعده.</p>
<p>التوصيات:</p> <p>استعملي مستوى طاقة أقل وانتظري حتى زوال التأثير قبل العلاج القادم.</p>	<p>شعور بالحرارة المفرطة (الوضعية الداخلية/ الخارجية)</p> <p>إذا شعرت بالألم، المضايقة الشديدة أو بشعور مزعج جداً، فقللي مستوى الطاقة حتى تشعرى بأنك بحالة جيدة.</p>
<p>توصية:</p> <p>أوقفي العلاج، واستشيرى طبيبك إذا استمر ردّ الفعل لأكثر من 24 ساعة.</p>	<p>ردّ فعل تحسّسي (الوضعية الداخلية / الخارجية)</p> <p>في حالات نادرة، قد تشعرين بردّ فعل تحسّسي بعد العلاج.</p>
<p>التوصيات:</p> <p>عالجي بواسطة دهن كريم الألوفيرا مراراً وتكراراً. انتظري حتى زوال التأثير قبل العلاج القادم. راجعي طبيبك إذا لم يزل الاحمرار خلال 5 أيام.</p>	<p>احمرار وانتفاخ مفرطين (الوضعية الخارجية)</p> <p>في حالات نادرة، قد يصبح الجلد حول المهبل شديد الاحمرار ومنتفخاً جداً. يجب أن يخفّ الاحمرار والانتفاخ خلال 2 إلى 5 أيام.</p>

<p>التوصيات: قومي بتبريد الموضع المصاب وادهني كريماً مضاداً للحروق. انتظري حتى زوال التأثير قبل العلاج القادم، واستعملي مستوى طاقة أقل. استشيري طبيبك إذا لم يرجع الجلد إلى طبيعته خلال أسبوع.</p>	<p>حويصلات أو حروق (الوضعية الخارجية) في حالات نادرة جداً، قد تشعرين بتكوّن حويصلات أو حروق في الجلد حول المهبل.</p>
<p>التوصيات: استشيري طبيبك إذا استمر التأثير أكثر من 24 ساعة.</p>	<p>ظهور البقع (الوضعية الداخلية) في حالات نادرة، قد تشعرين بظهور خفيف للبقع فوراً بعد العلاج.</p>

⚠️ توقفي فوراً عن الاستعمال إذا كان أحد هذه الأعراض أشدّ خطورةً.

⚠️ راجعي طبيبك إذا لم تزل هذه الأعراض خلال 2 إلى 3 أيام.

6. ابدأ!

6.1 قبل العلاج

- تأكدي من أن شحن بطارية الجهاز ليس منخفضاً (راجع القسم 4.9 شحن الجهاز).
- أفرغي المثانة قبل العلاج.
- تأكدي من عدم مرور تاريخ انتهاء صلاحية الجل.
- قومي بإزالة الغطاء الواقي (#8) الموجود على (#6) الإلكتروودات (#7) قبل الاستعمال.
- قبل الاستعمال، نظفي (#6) الإلكتروودات (#7) بفضة مهبلية، وجففيها بمنشفة ورقية نظيفة.

- لا تستعملي السوائل القابلة للاشتعال أبدًا، كالكحول (يشمل العطور، المطهرات، أو نماذج أخرى تحتوي على الكحول) أو الأسيتون لتنظيف الجلد قبل الاستعمال.
- أزيلِي جميع التثقيبات أو المعادن من منطقة المعالجة قبل الاستعمال.

6.2 العلاج بالوضعية الداخلية

1. ضعي كمية صغيرة من الجل المزود مع الجهاز على جميع (#6) الإلكترودات (#7). ليست هناك حاجة لدهن الجل داخليًا.
2. لعلاجات الوضعية الداخلية، شغلي الجهاز بالضغط مطوّلًا على زرّ التحكم (#3). ستنشط الوضعية الداخلية، وسيتمّ ضبط الجهاز على مستوى الطاقة 1. سيكون الضوء المؤشر الدال على وضعية العلاج (#4) منطفئًا (ليس هناك ضوء). ستشعرين بارتجاج، والجهاز الآن جاهز للاستعمال.
3. استلقي وأريحي نفسك. ابدئي علاجك بمستوى الطاقة 1.
4. أدخلي (#6) الإلكترودات (#7) إلى داخل المهبل على قدر ما تستطيعين بحيث تكون مريحة لك. عندما يكون الجهاز داخل المهبل، عليك التأكّد من أنه مدعم أثناء العلاجات:
 - إذا كانت رجلك منبسطة على السرير، فأغلقها قليلاً لتثبّتي الجهاز في مكانه.
 - إذا كانت رجلك منثنية عند الاستلقاء (والقدمين على السرير)، فضعي وسادة تحت الجهاز لتثبّته في مكانه.
 - بإمكانك أيضًا حمل الجهاز، إذا وجدتِ بأن ذلك يساعد على تثبّته في مكانه.

i خلال العلاج، ستشعرين بارتجاج كل دقيقة بالتقريب.

5. إذا شعرت براحة مع درجة سخونة بعد 5 دقائق، فانقلبي إلى مستوى الطاقة 2 بالضغط بخفة على زر التحكم (#3). لاستعمال مستوى الطاقة 3 (المرتفع)، اضغطي بخفة على زرّ التحكم (#3) ضغطة واحدة أخرى.

6. حافظي على الجهاز في مكانه لمدة 20 دقيقة. نوصيك بالاستمرار في الاستلقاء وعدم تغيير مكانك. على الرغم من ذلك، من المستحسن تدوير الجهاز بين الحين والآخر للحفاظ على جريان الطاقة عبر (#6) الإلكترودات (#7). سيتوقف الجهاز عن التشغيل بعد 20 دقيقة.

i في حالات الألم أو الانزعاج:

• إذا كنت تستعملين مستويات الطاقة 2 أو 3، فقمي بتقليلها بواسطة الضغط على زر التحكم (#3) مرة أو مرتين. انتظري 5 دقائق حتى تنخفض الحرارة.

• إذا كنت حاليًا تستعملين مستوى الطاقة 1، فأبعدي الجهاز وانتظري حتى تصبحي بحالة جيدة، قبل استعمال الجهاز مرة أخرى.

7. عند انتهاء العلاج، أبعدي الجهاز، وامسحي الجلد الخارجي حول المهبل بمنشفة جافة ونظيفة أو بقط مخصصة للمنطقة المهبلية، لإزالة أية بقايا من الجل.

8. نظّفي الجهاز (انظري الفصل 7. التنظيف، الصيانة والتخزين).

6.3 العلاج بالوضعية الخارجية


قبل الاستعمال، يجب أن يكون الجلد محلوقًا، نظيفًا، جافًا وخاليًا من أية مساحيق، مضافات للتعرق أو مزيلات لرائحة العرق. كذلك، تأكدي من أن الجلد ليس أحمر أو ملوثًا.

1. ضعي كمية صغيرة من الجل المزود مع الجهاز على (#6)، الإلكترودات (#7) الفضية اللون الـ 3. ليست هناك حاجة لدهن الجل داخليًا.

2. لعلاجات الوضعية الخارجية، شغلي الجهاز بالضغط مطولًا على زر التحكم (#3)، ثم الضغط عليه بخفة 3 مرات. ستنشط الوضعية الخارجية، وسيتم ضبط الجهاز على مستوى الطاقة 1. سيكون الضوء المؤشر الدال على وضعية العلاج (#4) أبيض باستمرار (بشكل ثابت). ستشعرين بارتجاج، والجهاز الآن جاهز للاستعمال.

3. استلقي وأريحي نفسك. ابدئي علاجك بمستوى الطاقة 1.

4. أمسكي بقاعدة الجهاز وضعي (#6) الإلكتروودات (#7) الفضّية اللون الـ 3 على الشفتين. سيساعدك الشكل المثلثي لجانب (#6) الإلكتروودات (#7) الفضّية اللون على وضع الجهاز في مكانه بشكل صحيح.



5. عندما تكون (#6) الإلكتروودات (#7) بلامسة جيدة مع الجلد، وفي الوقت الذي تحركين أنت فيه الجهاز، ستشعرين بالحرارة المنبعثة من (#6) الإلكتروودات (#7). استمرّي في تحريك الجهاز ببطء ولكن بشكل ملاصق تمامًا للجلد. إذا لم يتمّ التحريك، فلن تعمل طاقة الـ RF الثنائية الاستقطاب.

i خلال العلاج، ستشعرين بارتجاج كل دقيقة بالتقريب.

6. إذا شعرت براحة مع درجة السخونة بعد 5 دقائق، فانتقلي إلى مستوى الطاقة 2 بالضغط بخفة على زر التحكم (#3). لاستعمال مستوى الطاقة 3 (المرتفع)، اضغطي بخفة على زرّ التحكم (#3) ضغطة واحدة أخرى.

i إذا كان مستوى الطاقة صحيحًا ولكنك تشعرين بسخونة شديدة الآن وبعد التكرار، فزيدي مساحة الموضع الذي تعالجهينه و/أو واصلي تحريك الجهاز حول موضع العلاج.

- i** إذا وجدت صعوبة في تحريك الجهاز على الجلد، فبإمكانك دهن كمية صغيرة أخرى من الجل على (#6) الإلكترودات (#7) الفضية اللون الـ 3.
7. استمرّي بزحلقة الجهاز على الشفتين. سيتوقف الجهاز عن التشغيل بعد 20 دقيقة.
- i** إذا شعرت بالألم أو الانزعاج: فأبعدي الجهاز وانتظري حتى تصبحي بحالة جيدة، قبل استعمال الجهاز مرة أخرى.
8. عند انتهاء العلاج، أبعدي الجهاز، وامسحي الجلد الخارجي حول المهبل بمنشفة جافة ونظيفة أو بقط مخصصة للمنطقة المهبلية، لإزالة أية بقايا من الجل.
9. نظّفي الجهاز (انظري الفصل 7. التنظيف، الصيانة والتخزين).

6.4 بعد العلاج

بعد علاجات كلتا الوضعيّتين، الداخليّة والخارجيّة، نوصيك بما يلي:

- تجنّبي الماء الساخن جدًّا لمدة يومين بعد العلاج.
- اتصلي بطبيبك إذا كان هناك أي مؤشر على حدوث تلوّث، انتفاخ مفرط، احمرار، ألم أو أي عرض غير اعتيادي آخر.

7. التنظيف، الصيانة والتخزين

- استعملي فوطه مهبلية لإزالة أية بقايا من الجل عن الجهاز بما في ذلك مسطح العلاج. هذا يمنع الجل من التصلّب وإلحاق الضرر بالجهاز.
- ثم جففي الجهاز بمنشفة ورقية نظيفة.
- بعد التنظيف، نوصيك بتخزين الجهاز في الحقيبة التجميلية. قد ترغبين بوضع الغطاء الواقي (#8) على (#6) الإلكترودات (#7)، لكن ذلك ليس ضروريًّا.

i بإمكانك استعمال سوائل تنظيف تحتوي على ما لا يزيد عن 70% من الكحول، لكن لا تستعملي الأسيتون أبداً ولا أية سوائل كاشطة أخرى، لأنها ستسبب الضرر لجهازك.

⚠ لا تغمري الجهاز أو أيًا من أجزائه في الماء أبداً.

8. حلّ المشاكل

لا تحاول أن تعدّل، تفتّح أو تصلح الجهاز. قد تعرّضين نفسك إلى مكوّنات كهربائية خطيرة وتسببين أذى شديداً لنفسك. ذلك سيُبطّل أيضاً الضمان.

المشكلة	الشرح/ ما ينبغي فعله
جهاز لا يبدأ بالعمل.	تأكّدي من أنه قد تمّ شحن الجهاز. أعيدي تشغيل الجهاز.
لا أشعر بأي حرارة منبعثة من الجهاز	لا يتم بث الحرارة إذا لم تكن الإلكترونيات (#6)، (#7) بلامسة جيدة مع جلدك. إنها من خصائص السلامة. تأكّدي من أن الجهاز مضغوط بشدة مقابل الجلد قبل بدء العلاج. لا يتم بث الحرارة إذا لم تدهني الجل، أو إذا جفّ الجل الذي قمت بدهنه مسبقاً. تأكّدي من دهن الجل قبل العلاج مباشرة.
يشتعل الضوء المؤشر الدال على وضعية العلاج (#4) والأضواء المؤشرة الدالة على مستوى الطاقة (#5) بالتناوب.	هناك خطأ فنيّ. أعيدي تشغيل الجهاز.
الجهاز لا يشحن.	تأكّدي من توصيل المحوّل بالجهاز وبنقطة تزويد الكهرباء. افصلي المحوّل (#10) ثم أعيدي وصله مرة أخرى لإعادة ضبط الجهاز. تأكّدي من عدم تضرّر كابل الـ USB (#9).

المشكلة	الشرح/ ما ينبغي فعله
توقّف الجهاز عن العمل خلال العلاج.	تأكدي من أن الجهاز مشحون بشكل كامل. سيتوقف الجهاز عن العمل تلقائيًا خلال العلاج إذا كان شحن البطارية منخفض جدًا، أو إذا كان هناك خطأ فني.
توقّف الجهاز عن العمل.	أعيدي تشغيل الجهاز.

إذا استمرت أي مشكلة، فاتصلي بخدمة الزبائن.

9. خدمة الزبائن

للمزيد من المعلومات، زُر موقعنا الإلكتروني www.silkn.co.il. في حالة وجود مشكلة في الجهاز، اتصل رجاءً بخدمة الزبائن على عنوان البريد الإلكتروني contact@silkn.co.il، أو على هاتف 309-700-700-1.

10. المواد الاستهلاكية

بإمكانك شراء المزيد من Silk'n Intimate Gel على الموقع الإلكتروني: www.silkn.co.il.

11. الضمان

الرجاء مراجعة كتيب ضمان المنتج المنفصل للحصول على معلومات كاملة.

i لا تتحمّل الجهة المصنّعة المسؤولية عن الضرر أو الإصابات الناتجة عن الاستعمال الخاطئ أو غير اللائق.

12. التخلّص من الجهاز

إذا بلغ جهازك مرحلة أواخر عمره، تتأكّدي من اتّباع قوانين بلدك الخاصّة بالتخلّص من الأدوات الكهربائيّة.

12.1 التغليف


يجب التخلّص من التغليف بعد فصل المواد بحسب نوعها. تخلّص من الورق المقوّى والكرتون كنفائيات ورقية وشريطية بواسطة خدمة تجميع المواد القابلة للتدوير.

12.2 إزالة البطارية


عندما يصل الجهاز إلى نهاية عمره، فيجب عليك إزالة البطارية قبل التخلّص من الجهاز. لفعل ذلك، يجب أن يكون الجهاز مفتوحًا. لن يعمل الجهاز بعد هذا الإجراء، ولا يمكن إصلاحه. سيكون أيّ ضمان باطلاً عندما يكون الغلاف الخارجي مفتوحًا وعند إزالة البطارية. Home Skinovations Ltd غير مسؤولة عن أية أضرار جسمانية أو مادية نتيجة لأداء هذا الإجراء.

1. **افصلي الجهاز:** افصلي الجهاز عن نقطة تزويد الكهرباء، أخرجي كابل USB (#9) وتأكّدي من أن البطارية فارغة.

2. **افتحي التغليف:** استعملي أداة صغيرة (مثل مفك البراغي أو السكين المتعدد الاستخدامات)، لفتح تغليف الجهاز.



3. أزيللي البطارية: ضعي الجهاز على طاولة متينة. أمسكي لوحة الدوائر المطبوعة (الخضراء) بيد واحدة، وأزيللي البطارية بحذر باليد الأخرى. لا تلحقي الضرر بالبطارية.



12.3 الجهاز

لا تقم برميهِ في النفايات البيئيّة! يتطلّب القانون التخلّص من هذا الجهاز الكهربائيّ (بما في ذلك جميع الإكسسوارات والأجزاء) في نقطة مخصّصة لتجميع الأجهزة الكهربائيّة من أجل إعادة التصنيع (التدوير). هذا يضمن تدوير الجهاز باحترافيّة، ويمنع إطلاق موادّ مؤذية * إلى البيئة. تأكّدي من أنّ الجهاز بوضعيّة غير مشحونة قبل التخلّص منه.

*المنتجات الموسومة بـ Cd : كاديوم، Hg زئبق، Pb رصاص.

13. الخصائص


H2401	النموذج
RT™	التكنولوجيا
1MHz ±30%; 10W max	طاقة تردد الراديو RF الثنائية الاستقطاب (التردد؛ الطاقة القصوى للمخرج، التيار الأقصى للمخرج)
مستشعر درجة الحرارة لمنع تسخين الجلد المفرد مستشعر اللمس ومستشعر الحركة	التشغيل والسلامة

درجة الحرارة: -40 درجة مئوية حتى +70 درجة مئوية الرطوبة النسبية: 90% rH كحد أقصى الضغط الجوي: 500 - 1060 hPa	النقل والتخزين ما بين الاستعمالات وشروط التخزين
درجة الحرارة: 5 - 40 درجة مئوية الرطوبة النسبية: 15% - 90% rH الضغط الجوي: 700 - 1060 hPa	شروط التشغيل
30 دقيقة	الفترة الزمنية بين "درجة حرارة التخزين الدنيا بين الاستعمالات" و"درجة حرارة التشغيل الدنيا" مع درجة حرارة تعادل 20 درجة مئوية في المحيط الخارجي
30 دقيقة	الفترة الزمنية بين "درجة حرارة التخزين القصوى بين الاستعمالات" و"درجة حرارة التشغيل القصوى" مع درجة حرارة تعادل 20 درجة مئوية في المحيط الخارجي
التصنيف II - وضعية الشحن أداة طنينية مشغلة بالطاقة الداخلية - وضعية العلاج النوع BF على الجزء المستخدم	الحماية من الصعقة الكهربائية
IP23	حماية من الأذى نتيجة دخول الماء أو المواد الجسيماتية.
متواصل	وضعية التشغيل
KSA-10D-050200HE	محول (مهابيئ)
100-240 فولت؛ 60/50 هرتز؛ 0.3 أمبير؛ 5.0 فولت - 2.0 أمبير	مدخل؛ مخرج المحول
5 سنوات	عمر الخدمة المتوقع للمعدات

14. العلامات والإشارات


بيان أو حدث يُشير إلى خطر محتمل أو وشيك عند استعمال الجهاز.	
معلومات هامة حول استعمال الجهاز أو صيانته.	
الجهاز محمي من رش الماء عند إمالاته بزاوية أقصاها 60°.	IP23
درجة الحماية من الصعقة الكهربائية: نوع BF الجزء المستخدم.	
قد يحدث تشويش في الحيز المجاور للجهاز.	
لا تقم برميهِ في النفايات البيئية! يتطلّب القانون التخلص من هذا الجهاز الكهربائي (بما في ذلك جميع الإكسسوارات والأجزاء) في نقطة مخصصة لتجميع الأجهزة الكهربائية من أجل إعادة التصنيع (التدوير).	
اتّبعي إرشادات التشغيل.	
يحتوي على بطارية ليثيوم.	
تاريخ التصنيع.	
الجهة المصنّعة.	
الرقم التسلسلي للجهاز.	

i هذا الجهاز غير مناسب للاستعمال عند وجود خلاط مخدرة قابلة للاشتعال مع الهواء أو مع الأكسجين، أو أكسيد النيتروز.



16. منحنيات طاقة المخرج

يُظهر المنحنى التغيرات لكل وضعيّة في إعدادات محددة للطاقة.



17. النتائج التقنية للتوافق الإلكترومغناطيسي EMC

Test	Standard	Class/ Severity Level	Test Result
Emission (IEC 60601-1-2 section 7)			
Conducted emission Freq range 150 kHz – 30 MHz	CISPR 11	Group 1 Class B	N/A
Radiated emission Freq range 30 – 1000 MHz	CISPR 11	Group 1 Class B	Complies
Harmonic current emission test	IEC 61000-3-2	AC mains	N/A
Voltage changes. Voltage fluctuations and Flicker test	IEC 61000-3-3	AC mains	N/A
Immunity (IEC 60601-1-2 section 8)			
Immunity from Electrostatic discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	8 kV contact discharges & 15kV air discharges	Complies
Immunity from radiated electromagnetic fields	IEC 61000-4-3	3.0; 10.0 V/m; 80 MHz + 2.7 GHz, 80% AM, 1kHz	Complies
Immunity from Proximity field from wireless communications equipment	IEC 61000-4-3	List of frequencies, from 9 V/m up to 28 V/m, PM (18 Hz or 217 Hz), FM 1 kHz	Complies
Immunity from power frequency magnetic field	IEC 61000-4-8	30 A/m @ 50Hz & 60Hz	Complies

حقوق النشر © 2020 Home Skinovations Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

Home Skinovations Ltd تحتفظ بحق إجراء تغييرات على المنتجات الخاصة بها أو على المواصفات من أجل تحسين الأداء، المصادقية، أو قابلية التصنيع. المعلومات المزودة من قبل Home Skinovations Ltd يفترض أن تكون دقيقة ومعتمدة في وقت نشرها. مع ذلك، فإن Home Skinovations Ltd لا تلتزم بالمسؤولية عن الاستخدام. لا يتم منح أي ترخيص بشكل ضمني أو بشكل آخر لأي براءة اختراع أو حقوق براءة اختراع من Home Skinovations Ltd. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية كانت أو ميكانيكية، لأي غرض كان، دون الحصول على إذن خطي واضح من Home Skinovations Ltd. البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. Home Skinovations Ltd تمتلك براءات اختراع وتطبيقات براءات اختراع معيقة، علامات تجارية، حقوق نشر، أو حقوق ملكية فكرية أخرى تغطي الموضوع المذكور في هذا المستند. تزويد هذا المستند لا يمنحك أي ترخيص لبراءات الاختراع هذه، ولا للعلامات التجارية، حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى باستثناء تلك المزودة بوضوح في أي اتفاق خطي من قبل Home Skinovations Ltd. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. Silk'n و شعار Silk'n هي علامات تجارية مسجلة لـ Home Skinovations Ltd بناية نافور، شاعار يوكنعام ص.ب. 533، يوكنعام 2069206، إسرائيل.

